

001 1562R401R



SELF-ADHESIVE RESIN CEMENT

PANAVIA™ SA Cement Plus Handmix



See Instructions for Use

ENGLISH PRECAUTIONS

Replace the syringe cap **in the proper direction** as soon as possible after the paste has been dispensed from the syringe. If excess paste gets deposited at the tip of syringe, wipe it using a piece of gauze or cotton before replacing the cap.
If the direction of the replaced cap is incorrect, Paste A might come into contact with Paste B at the tip of the syringe. When the heterogeneous pastes contact each other, the contacted portion of the pastes will cure.

FRANÇAIS PRÉCAUTIONS

Replacer le capuchon de la seringue **dans le bon sens** dès que possible une fois la pâte extraite de la seringue. Si un excédent de pâte s'est déposé au niveau de l'embout de la seringue, nettoyer ce dernier avec un tampon de coton ou de gaze avant de remettre le capuchon.
Si le capuchon n'est pas remis dans le bon sens, Paste A risque d'être en contact avec Paste B au niveau de l'embout de la seringue. Lorsque les pâtes hétérogènes entrent en contact, les parties qui sont entrées en contact se polymérisent.

ESPAÑOL PRECAUCIONES

Volver a colocar el tapón de la jeringa **según la dirección correcta** tan pronto como sea posible después de que se haya dispensado la pasta de la jeringa. Si ha quedado depositado algún cúmulo de pasta en la punta de la jeringa, limpiarlo utilizando un trozo de gasa o de algodón, antes de volver a colocar el tapón.
Si la dirección de colocación del tapón es incorrecta, la PASTE A podría entrar en contacto con la PASTE B en la punta de la jeringa. Cuando pastas heterogéneas entran en contacto entre sí, la zona del contacto de las pastas curará fraguará.

[OK]		[NG]	
	①		
ENGLISH	The black projection on the syringe must be fitted into the recessed portion of the cap.		
FRANÇAIS	La partie noire de la seringue doit être insérée dans le capuchon.		
ESPAÑOL	La protección de color negro de la jeringa debe colocarse en la parte rebajada del tapón.		

[OK]		[NG]	

Manufactured by
Kuraray Noritake Dental Inc.
 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Distributed by
KURARAY AMERICA, INC.
 33 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038
 Tel.(800)879-1676 Fax.(888)700-5200

04/2014

(お知らせ) PNSAセメント+HDM (2×2折A5/KA)